

Knowledge Medical
KMI[®]



شرکت تجهیزات پزشکی تدبیرطب پارسیان یک مجتمع صنعتی مدرن تولید تجهیزات مصرفی پزشکی است که در شهرک صنعتی شکوهیه در سال ۱۳۹۴ به بهره‌داری رسیده است.

شرکت تجهیزات پزشکی تدبیر طب پارسیان با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، پرسنل آموزش دیده، و با بهره برداری از ماشین آلات مدرن در محیطی بهداشتی با استاندارد های بین المللی و ملی و همچنین بکارگیری مواد اولیه با گرید پزشکی محصولات خود را تولید میکند.

این شرکت دارای گواهینامه ای ISO13485، پروانه ساخت برای کلیه محصولات تولیدی خود از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران است.

از سال ۱۳۹۱ با توجه به سیاست های راهبردی کشور رویکرد تولید را خط مش خود قرار داده است. توجه به نوآوری در محصولات و خدمات از مهم ترین ویژگی های شرکت تدبیرطب پارسیان بود که در واحد RND با تلاش و جدیت پیگیری می‌شود.





گفتنی است فعالیت مدیران این گروه پزشکی در حوزه صنفی و توزیع حدود نیم قرن پیشینه داشته و ادامه فعالیت آن با تاسیس شرکت تدبیرطب پارسیان بوده که این شرکت در سال ۱۳۸۶ تاسیس شده و ضمن اخذ بیش از ۳۰ نمایندگی از کشورهای مختلف مانند کانادا، تایوان، چین، ترکیه، قطر، مالزی و ... در زمینه واردات و انواع تجهیزات پزشکی با برندهای ثبت شده متنوع و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فعالیت داشته است.





Knowledge Medical
KM

پانسمان کردن انواع جراحات بعد از اعمال جراحی، ثابت نگه داشتن پانسمان‌ها، و چسباندن انواع لوله‌های پزشکی تنها بخشی از کاربردهای چسب‌های ضد حساسیت به شمار می‌روند. چسب ضد حساسیت KM قدرت چسبندگی بالایی داشته، نرم، بسیار منعطف و با قابلیت نفوذ هوا است. که برای فیکس کردن انواع پانسمان‌ها و ملحقات درمانی (مانند کتترها) و لوازم استومی قابل استفاده است. از چسب ضد حساسیت در دامنه وسیعی از کاربردهای خانگی، پرستاری و تخصصی (قلب، مراقبت، دیالیز، اورژانس جراحی، رادیولوژی، اطفال، ارتوپدی، مراقبت‌های ویژه و درمان) می‌توان استفاده کرد. این چسب همانطور که از نامش پیداست هیچ گونه حساسیتی به وجود نمی‌آورد و برای استفاده پوست‌های حساس مناسب است. همچنین هنگام برداشتن چسب از پوست اثر چسب روی پوست باقی نمی‌ماند. این چسب‌ها حالت چسبندگی غیر متعارفی به دست ندارند و این ویژگی باعث کار کردن راحت با آن می‌شود. به راحتی می‌توان بادستکش پزشکی با آن کار کرد و مانع سرعت پزشکان و پرستاران نمی‌شود.



چسب‌های ضد حساسیت جایگزین مناسبی برای چسب‌های زینک اکساید هستند. چسب ضد حساسیت در عرض‌های مختلفی همچون ۲۵ میلی‌متر و ۱۲٫۵ میلی‌متر مهم‌ترین ویژگی هر چسب قدرت چسبندگی آن بوده که در هنگام وجود رطوبت و نم نیز چسبندگی خود را حفظ کرده و از تجمع آب در زیر آن جلوگیری می‌کند. همچنین برای پوست‌های مرطوب نیز این چسب گزینه مناسبی برای استفاده می‌باشد. افراد سالمند که دارای پوستی با چین و چروک فراوان هستند نیز می‌توانند با خیال راحت از این محصول استفاده کنند، چون چین چروک مانعی در قدرت چسبندگی چسب ضد حساسیت KM ایجاد نمی‌کند.

Knowledge Medical KMM



این محصولات؛ ضد حساسیت بوده و کاملاً با پوست سازگار است و هیچ اثری هنگام جدا کردن روی پوست نخواهند گذاشت. به علت وجود منافذ بسیار ریز روی این محصولات تبادل هوا و اکسیژن به خوبی صورت گرفته و از تعرق ناشی از رطوبت و در نهایت افتادگی پوست جلوگیری خواهد کرد.


کاربرد دیگر این چسب‌ها ایجاد یک سطح بدون لغزش بوده و ورزشکاران مانند تیسورها و اسکی بازان از این محصول روی راکت و چوب اسکی خود به فراوانی استفاده می‌کنند.

چسب ضد حساسیت KM فاقد حساسیت پوستی بوده و برای استفاده پوست‌های حساس مناسب است. همچنین هنگام برداشتن چسب، اثر چسب روی پوست باقی نمی‌ماند. این چسب‌ها حالت چسبندگی غیر متعارفی به دست ندارند و این ویژگی باعث کارکردن راحت با آن می‌شود.

چسب ضد حساسیت KM به صورت مداوم علاوه بر آزمایش‌های روزانه ای که داخل شرکت انجام می‌شود توسط سایر آزمایشگاه‌های معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پایش و سنجش کیفی آزمایش‌های عدم تحریک زایی، عدم حساسیت زایی، عدم سمیت سلولی و شمارش کانت میکروبی قرار می‌گیرد. تمامی مراحل تولید چسب ضد حساسیت KM طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندارد ISO13485 است.



یکی از کاربرد دیگر (چسب‌های ضد حساسیت) استفاده به‌عنوان چسب بینی است گفتنی است که چسب زدن بعد از عمل بینی، افزون بر آن که منتج به کاهش تورم و التهاب بینی می‌شود؛ از تشکیل بافت زخم جلوگیری کرده و فرم‌گیری بهتر بینی را نیز میسر می‌سازد. ضمناً چسب زدن اصولی و صحیح به بینی، سبب اعمال انتشار فشار یکنواخت روی بینی شده و در نتیجه؛ موجب می‌شود که ورم بینی در همه بخش‌های بینی به‌طور یکسان کاهش یافته و فروکش کند. همچنین چسب بینی بعد از عمل زیبایی، می‌تواند نوعی هشدار برای اطرافیان قلمداد شود تا متوجه این مسئله شوند که شما اخیراً (جراحی زیبایی بینی) انجام داده‌اید و در برخورد با شما باید بیشتر احتیاط کنند.



Knowledge Medical

KM



چسب زخم ؛ پانسمان کوچکی است که برای زخم ها و آسیب های ناچیز استفاده می شود و نیاز به پانسمان بزرگ ندارند. چسب های زخم از بریدگی ها، ایجاد سائیدگی و اصطکاک باکتری ها، صدمه دوباره، یا کثیفی حفاظت می کنند. گاهی اوقات چسب های زخم خاصیت ضد عفونی کننده نیز دارند. یک عملکرد اضافی چسب زخم به هم نزدیک نمودن قسمت های صدمه دیده برای بهبود سریعتر زخم است.

چسب زخم KM با عرض ۷۶ میلیمتر مناسب برای زخم های سطحی پوست و انگشت، فاقد حساسیت پوستی و برای استفاده پوست های حساس مناسب است. همچنین هنگام برداشتن چسب از روی پوست اثر چسب روی پوست باقی نمی ماند. این چسب ها حالت چسبندگی غیر متعارفی به دست ندارند و این ویژگی باعث کارکردن راحت با آن می شود.



مشخصات:

عاری از آلودگی های فیزیکی و پرز،
مناسب برای زخم های سطحی،
عرض ۷۶ میلیمتر،
دارای پد غیرچسبنده به زخم،
دارای چسبناکی بالا در عین جداشدن راحت در زمان لزوم
سازگار با پوست.






12000 PCS



240 PACK



40 BOX



1 MOTHER BOX







چسب زخم گرد(تزریق):

این چسب‌ها اغلب در تزریق انسولین، تزریق آمپول، سرم زدن و نمونه‌گیری در آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما پس از بعضی عمل‌های جراحی کوچک مانند برداشتن خال صورت و بدن هم استفاده می‌شوند.

نحوه استفاده از چسب تزریق:

بعد از عمل خون‌گیری یا تزریق اطمینان حاصل کنید که خونریزی بند آمده است. سپس دست‌های خود را به خوبی شسته و خشک کنید. بسته‌بندی چسب تزریق را باز کنید و قسمت پد مخصوص جاذب آن را روی زخم و لبه‌ها را روی پوست سالم اطراف زخم قرار دهید. لبه‌های چسب را به آرامی روی پوست فشار دهید تا چسب تزریق کاملاً ثابت شود. از اینکه قسمت پد مخصوص جاذب به خوبی تمام محل زخم را پوشانده است، اطمینان حاصل کنید. چسب‌های تزریق یک‌بار مصرف هستند و قابلیت استفاده مجدد را ندارند. آن‌ها را باید پس از استفاده به شکل بهداشتی دور انداخت و یا در سبفتی باکس امحاء کرد.



Knowledge Medical KMM



ماسک صورت پزشکی

تهیه شده از بهترین منسوج نفاخته نانو آنتی باکتریال بدون ایجاد حساسیت ماسک سه لایه سالم دارای یک فیلتر از نوع (ملت بلون) در لایه میانی می باشد که قادر است انواع آلودگی های هوا را تصفیه کند ماسک صورت پزشکی سالم به عنوان یک مانع مناسب میتواند برای کاهش شیوع عامل عفونی از دهان و بینی فرد ناقل بدون علائم یا دارای علائم بالینی، موثر باشد.

شرایط نگهداری:

در درمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
از خیس شدن ماسک جلوگیری شود.


2000 

50  / 

40  / 



Knowledge Medical
KMI






باند کناربافته :

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته سالم به سبب خاصیت ارتجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها به خصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می شود، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد کند... این نوع باندها بخصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می شود و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند. قابل انعطاف بوده و برای استفاده از سطوح ناهموار بدن، مناسب است. این نوع باندها مناسب پوست بوده و براحتی قابل استفاده است. اجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و بخار آب را می دهد که در فرایند ترمیم زخم کمک می کند. حرارت مناسب را حفظ میکند. باند پانسمان شکل پذیر کناربافته با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می کند در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد که بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می دارد. لبه بافته شده باند از بروز عفونت و یا واکنش بافتی که از بجا ماندن ذرات و الیاف ریز پانسمان ایجاد می شود، جلوگیری می کند. به منظور صرفه جویی و استفاده مناسب، در عرض های مختلف عرضه می شود.



Elastic Bandege






باند کشی:

باند کشی MEHECO به دلیل فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را از ضدمات بیشتر محافظت کرده ضمن اینکه اجازه حرکات در دامنه مناسب و کنترل شده را می دهد. در کاهش تورم و تسهیل روند ترمیم نقش مهمی ایفاء می کند. به سبب ایجاد فشاری متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم های ناشی از جمع شدن خون در عروق و جراحات ارتوپدی به کار می روند و از تجمع مواد متابولیک در بافت ها و ایجاد تورم جلوگیری کرده، خطر لخته شدن خون در محل را می کاهش دهد. در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده، هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است.







باند کشی:

باند کشی MEHECO به دلیل فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را از ضدمات بیشتر محافظت کرده ضمن اینکه اجازه حرکات در دامنه مناسب و کنترل شده را می دهد. در کاهش تورم و تسهیل روند ترمیم نقش مهمی ایفاء می کند. به سبب ایجاد فشاری متوسط در درمان عروق گشاد شده و کنترل جریان خون و ورم های ناشی از جمع شدن خون در عروق و جراحات ارتوپدی به کار می روند و از تجمع مواد متابولیک در بافت ها و ایجاد تورم جلوگیری کرده، خطر لخته شدن خون در محل را می کاهش دهد. در مدت زمان طولانی قابل استفاده بوده، هنگام خواب و استراحت نیازی به باز کردن آن نیست. افزایش فشار بر سطح زیر این نوع باندها به طور مستقیم با تعداد لایه های به کار رفته و نیرویی که در باند پیچی به کار می رود متناسب است.



INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION



Institute of Global Certification
Management System Certification Body No. MSCB-105

CERTIFICATE

No. 21-B-0924 Rev. 0

This is to certify that the Quality Management System of
Tadbir Teb Parsian Co.
Tadbir Teb Parsian Co., Dialameh Sq., Shahid Kolahdooz Ave., Shokouhieh
Town, Qom, Iran
Company Reg. No.: 13364

has implemented and documented a medical devices-quality management system in compliance with the requirements of the standard

ISO 13485:2016
for
Production and Sales of Surgical Tape, Adhesive Plaster, Surgical Mask and Elastic Bandage

The certificate is issued on the basis of the results mentioned in the pertinent audit report. Validity of the certificate is conditionally limited by positive results of surveillance audits, which the certified company committed to undergo.

This certificate can be invalid if the certificate holder does not fulfill the conditions set out in the certification agreement.

IGC is accredited by IAS for the scope and sub scopes described in this certificate

Initial issue date: Aug. 04, 2021
Expire date: Aug. 03, 2024



G. Gilbert
Head of Certification Body



Rm. 501, Daeryong Techno town, 638, Seobosaeri-gil, Gomsu-hyeon-gil, Seoul, Republic of Korea
www.igcert.org



CERTIFICATE

CERTIFICATE Nr. SQ/037-2019

WE HEREBY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY
TADBIR TEB PARSIAN

Registered office address:
Shop KJ-8, Zialameh Sq., Shahid Kolahdooz St., Shokouhieh Town, Qom (IRAN)

Certified operative unit address:
Shop KJ-8, Zialameh Sq., Shahid Kolahdooz St., Shokouhieh Town, Qom (IRAN)

IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF STANDARD
UNI CEI EN ISO 13485:2016

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
Manufacture of adhesive plaster

FIRST ISSUE 23/09/2019 CURRENT ISSUE 23/09/2019 REVISION N. 00 EXPIRING DATE 22/09/2022




DFL QMS SYSTEMS (INDONESIA)
MTCINTERCERT Certifier Body

MTC INTERCERT S. O. O. V. N. Member, I. I. ISO/IEC 17024:2003
www.mtcintercert.org

CERTIFICATE • CERTIFICATO • ZERTIFIKAT • SERTIFIKA • CERTIFICADO • گواهینامه • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION
ISLAMIC FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

CERTIFICATE FOR EXPORT OF MEDICAL DEVICE

Certificate No: 000002097
Issue Date: 14/08/2024
Production: General Purpose
Manufacturer: Tadbir Teb Parsian Co.
Address of Manufacturer: 8022 Zialameh Square, Shahid Kolahdooz St., Shokouhieh Industrial town, Qom, Iran
This certificate is hereby issued pursuant to the article 15 of the Medical Device Regulation Number of I.R.I.R.A., and the above-mentioned manufacturer complies with the medical device Good Manufacturing Practice (GMP) requirements (based on ISO 13485) which are essential to have in the Islamic Republic of Iran. This product has been registered and allowed to be sold in I.R.I.R.A. The manufacturer is committed to continue export legal.

(This certificate is valid for one year from the date of issuance)

G. Gilbert
Chief Executive of the
Equipment & Medical
Device Supervision
000002097

1402/08/14



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان تجهیزات پزشکی

پروانه ساخت وسیله پزشکی

شماره پروانه:	133-2422
تاریخ صدور:	1402/08/14
تاریخ آخرین تمدید:	1403/08/14
تاریخ انقضا:	1403/08/14
نوع:	پوست

تولید کننده: تادبیر تیب پارسیان
شناسه ملی: 1-10-222118A
نشانی: استان قم - قم - شهرک صنعتی شگوهیه فاز دوم کتهای خیابان شهید کلاهدوز میدان دوامه واحد K01_8

نام وسیله: مسک جراحی
گروه تخصصی: مغزی عمومی
مدل: مسک سه لایه
نام تجاری: km
حیطه کاربرد: پوشش تنفسی محافظ در برابر شلر برای مصرف عمومی

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تجهیزات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1390-20-3 و تبصره 2 ماده 12 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1394-20-3، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با بازگرد آید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.
سفر مورد: CS

دکتر محمد حسینی
معاون غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم




شماره پروانه: ۲۱۸۳۳۳۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۶-۰۲-۲۲
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۶-۰۲-۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰-۰۲-۲۲
مدرسه: دارو



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان آموزش و تبحر پزشکی



پروانه ساخت وسیله پزشکی مستقل

<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم-شهرک صنعتی شکرهیه، انتهای خیابان کلاهدوز، پلاک ۱۵۲۲</p> <p>نام وسیله: بسته‌های کنترلیات گروه تخصصی: دستگاه‌ها و لوازم عمومی پزشکی</p>	<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم-شهرک شهرک صنعتی شکرهیه، انتهای خیابان کلاهدوز، پلاک ۱۵۲۲</p> <p>نام وسیله: بسته‌های کنترلیات گروه تخصصی: دستگاه‌ها و لوازم عمومی پزشکی</p>
--	---

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲ و بند ۲ ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

مدرسه مورد: CS



شماره: ۸۳۳۳۰

مهندس سید حسین صفوی
مدیرکل تجهیزات پزشکی





کد QR: ۱۵۲۲۲۲ به شماره و کد ثبت مرکز دستگاه تولید کننده

شماره پروانه: ۲۴۸۱۰۰۲۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تاریخ آخرین تغییر: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مدرسه: دارو



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان آموزش و تبحر پزشکی



پروانه ساخت وسیله پزشکی مستقل

<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم-شهرک شهرک صنعتی شکرهیه، انتهای خیابان کلاهدوز، پلاک ۱۵۲۲</p> <p>نام وسیله: بسته‌های کنترلیات گروه تخصصی: دستگاه‌ها و لوازم عمومی پزشکی</p>	<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم-شهرک شهرک صنعتی شکرهیه، انتهای خیابان کلاهدوز، پلاک ۱۵۲۲</p> <p>نام وسیله: بسته‌های کنترلیات گروه تخصصی: دستگاه‌ها و لوازم عمومی پزشکی</p>
---	---

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲ و بند ۲ ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

مدرسه مورد: CS



شماره: ۸۳۳۳۰

مهندس سید حسین صفوی
مدیرکل تجهیزات پزشکی





کد QR: ۱۵۲۲۲۲ به شماره و کد ثبت مرکز دستگاه تولید کننده

شماره پروانه: ۲۳۳۴۴۱-۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۸-۱۱-۲۵
تاریخ آخرین تغییر: ۱۴۰۰-۱۱-۰۱
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰-۱۱-۲۰
مدرسه: دارو



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان آموزش و تبحر پزشکی



پروانه تکمیل و بسته بندی وسیله پزشکی (دو ساله)

<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم - شهرک صنعتی شکرهیه فاز دوم خیابان شهید کلاهدوز میدان دایلمه واحد KGI_8</p> <p>نام وسیله: چسب نان وون گروه تخصصی: مصرفی عمومی</p> <p>سابقه مجوز: دارو - اداره کل</p> <p>امدادات و زمان اجرا:</p> <p>تجهیزات اجرا شده: ندارد</p> <p>تاییدیه: CE</p>	<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم - شهرک صنعتی شکرهیه فاز دوم خیابان شهید کلاهدوز میدان دایلمه واحد KGI_8</p> <p>نام وسیله: چسب زخم گروه تخصصی: مصرفی عمومی</p> <p>محل: گرد</p> <p>نام تجاری: KM</p> <p>حیطه کاربرد: پوشش زخم های سطحی</p>
---	--

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲ و بند ۲ ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

مدرسه مورد: دارو



شماره: ۸۳۳۳۰

دکتر محمد حضوری
معاون غذا و دارو





کد QR: ۱۵۲۲۲۲ به شماره و کد ثبت مرکز دستگاه تولید کننده

شماره پروانه: ۲۱۲-۲۲۵۱
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
تاریخ آخرین تغییر: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
مدرسه: دارو



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان آموزش و تبحر پزشکی



پروانه ساخت وسیله پزشکی

<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم - شهرک صنعتی شکرهیه فاز دوم خیابان شهید کلاهدوز میدان دایلمه واحد KGI_8</p> <p>نام وسیله: چسب زخم گروه تخصصی: مصرفی عمومی</p> <p>محل: گرد</p> <p>نام تجاری: KM</p> <p>حیطه کاربرد: پوشش زخم های سطحی</p>	<p>تولید کننده: تعمیر طب پارسیان شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۲۱۱۵۸ نشانی: قم - شهرک صنعتی شکرهیه فاز دوم خیابان شهید کلاهدوز میدان دایلمه واحد KGI_8</p> <p>نام وسیله: چسب زخم گروه تخصصی: مصرفی عمومی</p> <p>محل: گرد</p> <p>نام تجاری: KM</p> <p>حیطه کاربرد: پوشش زخم های سطحی</p>
--	--

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲ و بند ۲ ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۶-۰۲-۲۲، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و یا موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

مدرسه مورد: دارو



شماره: ۸۳۳۳۰

دکتر محمد حضوری
معاون غذا و دارو





کد QR: ۱۵۲۲۲۲ به شماره و کد ثبت مرکز دستگاه تولید کننده



شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، انتهای خیابان

شهید کلاهدوز، شرکت تدبیر طب پارسین

☎ ۰۲۱-۲۶ ۱۵ ۲۳ ۰۹

🌐 Tadbirteb.ir

📧 info@Tadbirteb.ir

