

Kyphoplasty | Vertebroplasty Sets



Kyphoplasty Set Code No. 33110

ست‌های کایفوپلاستی | ورتبروپلاستی



Kyphoplasty Set Code No. 33111



Vertebroplasty Set Code No. 33112



Kyphoplasty Set Code No. 33113

Code No	Description	Packages
33110	Kyphoplasty Instruments set (Trocar 3.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33111	Kyphoplasty Instruments Set (Trocar 4.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33112	Vertebroplasty Instruments Set	2Sets/Box - 12Boxes/Carton
33113	Kyphoplasty Instruments Set (Diamond 4.1)	2Sets/Box - 12Boxes/Carton



شرکت آسیا جراح پیشرو
ASIA JARAH PISHRO CO. LTD

پیشرو در تولید محصولات مصرفی اتاق عمل و جراحی
The leading manufacturer of operating room and surgical consumables

KYPHOPLASTY VERTEBROPLASTY

Kyphoplasty | Vertebroplasty Sets

The AJP kyphoplasty/vertebroplasty system comprises an extensive selection of individual instruments which are available separately or as kit component. Our instruments may include trocar device, introducer cannula, guide pin, biopsy device, bone drill, vacuum syringe and filler device for cement injection.

Features

- easy to choose (different kits based on surgeon need) / easy to use (user friendly)

- color-coding red, yellow, green, white and gray which makes our introducer instruments quick and easy to identify during the procedure

- without leakage in filler device

- without physical problem (burr, ...) in order to prevent tissue/spinal injury

Warning

STERILE, EO

Operation must be done by specialized surgeon. Use imaging device like fluoroscopy during surgery. Maximum pressure for balloon equals to 400psi or 27bar or 27atm. Exceeding the recommended pressure may cause balloon explosion.

Vertebroplasty Instruments

Vertebroplasty Device Trocar
Code No. 15221
Needle: Outer Diameter 3.2mm
Inner diameter 2.4mm
Stylet: Outer Diameter 2.3mm

Cement Injection Syringe
Code No. 15195
Volume 3ml
One Way Movement

ست‌های کایفوپلاستی | ورتبروپلاستی


مجموعه کایفوپلاستی/ ورتبروپلاستی برند AJP طیف وسیعی از ابزارها را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که می‌توان اجزا را به صورت تکی یا ست کامل انتخاب نمود. ابزار ما شامل تروکار، اینترودوسر، گایدپین، ابزار بیوپسی، ابزار سوراخ کاری یا مته، سرنگ و فیلر تزریق سیمان می‌باشند.

ویژگی‌ها

ست‌های متفاوت جهت سهولت در انتخاب با توجه به نیاز جراح
سهولت در کاربری با اختصاص رنگ‌های متفاوت قرمز، زرد، سبز، سفید و طوسی که باعث تشخیص و انتخاب سریع و آسان در حین جراحی خواهد شد.
بدون نشتی در فیلر تزریق سیمان
بدون عیب فیزیکی و پلیسه جهت جلوگیری از آسیب به بافت/نخاع

هشدار

استریل به وسیله اتیلن اکساید
جراحی بایستی توسط جراح متخصص انجام شود.
در حین جراحی باید از تجهیزات تصویربرداری مانند فلوروسکوپی استفاده شود.
حداکثر مقدار فشار که به بالن وارد می‌شود، معادل 400psi یا 27bar یا 27atm می‌باشد. در صورت اعمال فشار بیش از حد، احتمال ترکیدن بالن وجود دارد.



Kyphoplasty | Vertebroplasty Sets

Kyphoplasty Instruments

Kyphoplasty Trocar 3.1
Code No. 15201
Needle: Outer Diameter 3.1mm Inner diameter 1.85mm
Stylet: Outer Diameter 1.8mm

One Step Introducer (Trocar Tip)
Code No. 15203
Needle: Outer Diameter 4.1mm Inner diameter 3.6mm
Stylet: Outer Diameter 3.5mm

One Step Introducer (Diamond Tip)
Code No. 15204
Needle: Outer Diameter 4.1mm Inner diameter 3.6mm
Stylet: Outer Diameter 3.5mm

Guide Pin Blunt
Code No. 15105
Outer Diameter 1.6mm

Kyphoplasty Introducer Device
Code No. 15202
Introducer Cannula: Outer Diameter 4.1mm
Inner Diameter 3.6mm
Introducer Stylet: Outer Diameter 3.5mm
Inner Diameter 1.8mm

Bone Drill
Code No. 15205
Outer Diameter 3.4mm

Filler Device (Front Opening)
Code No. 15208
Nozzle: Outer Diameter 3.4mm Inner diameter 2.9mm
Plunger: Outer Diameter 2.8mm

Inflation Device
Code No. 15224

ست‌های کایفوپلاستی | ورتبروپلاستی

